

## 1511164 - Seca 376 pèse-bébé digitale avec plateforme de pesée extra large - classe III - 20 kg - 1 pc



### Déscription

Protection et sécurité, c'est ce que ressent un nouveau-né dans les bras de sa mère et de son père. C'est exactement ce sur quoi repose la conception du pèse-bébé seca 376. Le plateau à bords particulièrement relevés offre au nourrisson un espace sécurisé, comme s'il était dans les bras de ses parents. L'amortissement réglable filtre les mouvements et la fonction HOLD maintient la valeur du poids une fois stabilisé. Ainsi, le nourrisson peut quitter le pèse-bébé rapidement.

- Les bords relevés du plateau de pesée accroissent la sécurité
- Mesure et pesée pouvant être effectuées en une seule étape grâce à la toise en option
- Amortissement en trois étapes pour une pesée rapide
- Le plateau particulièrement spacieux permet de peser les enfants en bas âge en position assise
- Haute technologie de pesée seca avec graduation précis

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Taxe Bèbat</b>	0.05 EUR
<b>Poids max.</b>	20 kg
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1511164
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	5 g < 7,5 kg > 10 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-bébés numériques