

1004118 - Brassard velcro + poumon avec tuyau 2-en-1 - adultes - 1 pc



Déscription

Brassard à velcro convenant à tous les tensiomètres numériques Boso. Il est important de choisir le bon brassard pour obtenir des résultats fiables et précis.

Spécifications

Marque	BOSO
Compatible avec	Boso Classico; Boso Classic
Portée du brassard	22 - 32 cm
sku	1004118
Produits similaires	Oui
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	M
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro