

1600759 - WelchAllyn Diagnostic MacoView set - 1 pc



Déscription

L'otoscope Welch Allyn MacroView Plus avec iExaminer et l'application iExaminer Pro permet de capturer et partager facilement des images des oreilles et des yeux via un appareil iOS (Apple), idéal pour les consultations à distance ou les examens approfondis.

Grâce à son éclairage LED puissant, ses embouts transparents LumiView et son champ de vision élargi avec une distance focale prolongée, l'appareil offre une visibilité jusqu'à 8 fois plus lumineuse et un champ 3 fois plus large – sans besoin de mise au point.

Parfait pour une utilisation professionnelle dans les cabinets médicaux, hôpitaux, cliniques et services d'urgence.

Le kit comprend les éléments suivants :

- Otoscope Welch Allyn MacroView Plus
- Poignée Lithium-Ion avec chargeur
- Étui rigide de protection

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1600759
Agrandissement	5 x
Illumination	LED
Poignée otoscope	Poignée rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Set