

1600759 - WelchAllyn Diagnostic MacoView set - 1 pc



Déscription

Repoussez les limites de votre pratique avec cet otoscope diagnostique 3,5 V à la pointe du numérique, offrant un champ de vision exceptionnellement large. Le MacroView nouvelle génération associe une prise en main familière à une qualité d'image révolutionnaire qu'il faut voir pour y croire.

Grâce à un champ de vision jusqu'à 2,5 fois plus large, bénéficiez d'une visualisation inégalée du conduit auditif pour des examens plus rapides et plus précis. L'éclairage LED puissant et durable, combiné aux spéculums auriculaires jetables Welch Allyn LumiView Clear, améliore considérablement la visibilité.

Résultat ? Jusqu'à 8 fois plus de luminosité par rapport aux spéculums noirs traditionnels.

Optez pour la clarté, la précision et la confiance à chaque diagnostic.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
sku	1600759
Agrandissement	5 x
Illumination	LED
Poignée otoscope	Poignée rechargeable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Set