

## 1608920 - HEINE delta 30 pro bundle dermatoscope - 1 pc



### Déscription

Le **Heine** Delta 30 Pro Bundle, un dermatoscope avancé qui incarne l'excellence et l'innovation pour un examen précis de la peau.

#### Avantages:

- **Image 3D extrêmement nette:** Les LED inclinées et l'éclairage ciblé révèlent les couches plus profondes de la peau, créant une image vivante et tridimensionnelle des lésions.
- **HEINE colorSHIFT:** réglez la température de couleur en fonction de vos habitudes d'observation et passez sans effort de la lumière polarisée à la lumière non polarisée par simple pression d'un bouton.
- **Grand champ de vision:** un "vrai" Ø de 30 mm avec un diamètre de lentille de 32 mm pour une image cristalline quelle que soit la distance de travail.
- **Robuste et durable:** le cadre en aluminium et les plastiques résistants rendent le dermatoscope résistant aux désinfectants, facile à nettoyer et durable.
- **Durée de vie accrue de la batterie:** rechargeable grâce à la technologie Li-ion sans effet mémoire, pour une recharge sûre à tout moment.
- **Transition rapide:** passez facilement de l'examen avec contact à l'examen sans contact en réglant l'intensité lumineuse.
- **Gestion pratique des images et des données:** Utilisez le HEINE DERManager pour une gestion intuitive des images et des données.
- **Adaptateur universel pour smartphone:** grâce à l'adaptateur universel, il est facile de prendre des images numériques avec presque tous les smartphones.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	K-236.28.306
<b>sku</b>	1608920
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce