

1608920 - HEINE delta 30 pro bundle dermatoscope - 1 pc



Déscription

Le **Heine** Delta 30 Pro Bundle, un dermatoscope avancé qui incarne l'excellence et l'innovation pour un examen précis de la peau.

Avantages:

- **Image 3D extrêmement nette:** Les LED inclinées et l'éclairage ciblé révèlent les couches plus profondes de la peau, créant une image vivante et tridimensionnelle des lésions.
- **HEINE colorSHIFT:** réglez la température de couleur en fonction de vos habitudes d'observation et passez sans effort de la lumière polarisée à la lumière non polarisée par simple pression d'un bouton.
- **Grand champ de vision:** un "vrai" Ø de 30 mm avec un diamètre de lentille de 32 mm pour une image cristalline quelle que soit la distance de travail.
- **Robuste et durable:** le cadre en aluminium et les plastiques résistants rendent le dermatoscope résistant aux désinfectants, facile à nettoyer et durable.
- **Durée de vie accrue de la batterie:** rechargeable grâce à la technologie Li-ion sans effet mémoire, pour une recharge sûre à tout moment.
- **Transition rapide:** passez facilement de l'examen avec contact à l'examen sans contact en réglant l'intensité lumineuse.
- **Gestion pratique des images et des données:** Utilisez le HEINE DERManager pour une gestion intuitive des images et des données.
- **Adaptateur universel pour smartphone:** grâce à l'adaptateur universel, il est facile de prendre des images numériques avec presque tous les smartphones.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	K-236.28.306
sku	1608920
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce