

1560034 - CT-4034/VC tuyau d'aspiration - 300 cm - F/F/M/VC - 1 x 20 pcs



Déscription

Un système complet pour connecter les sources d'extraction aux systèmes de collecte des déchets d'extraction, aux cathéters d'extraction, aux yankauers, aux sondes d'extraction et autres dispositifs d'extraction. Pennine propose une gamme de produits interchangeables et faciles à raccorder.

Le connecteur "F" (femelle) convient aux machines d'aspiration et les connecteurs coniques mâles aux instruments. Le connecteur "M" (mâle) se glisse dans le connecteur "F" et est généralement utilisé pour se connecter à l'entonnoir standard que l'on trouve sur les cathéters d'aspiration. Peut également être utilisé pour connecter des tuyaux plus longs.

Types:

- F: Femme
- F/F: connecteurs femelle/femelle
- F/F/M: Connecteurs femelle/femelle/mâle
- F/F/M/VC: Connecteurs femelle/femelle/mâle avec contrôle du vide

Spécifications

Marque	Pennine
Dimensions du produit	L 300 cm
Stérile	Non
sku	1560034
Diamètre sonde	Ch 26
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte