

## 1539431 - Maielast® haft glatt - bande cohésive - 10 cm x 20 m - 1 pc



### Déscription

Maimed® Maielast a un bandage élastique cohésif en verre, adhère au moyen du revêtement en latex à micro-points. Cela rend le bandage convivial car aucun bandage n'est nécessaire en raison de sa propre adhérence. Pansement non stérile pouvant être stérilisé. Convient pour une prise en charge rapide en ambulatoire ou en opération, avant diagnostic ou traitement. Convient à tous les types de bandages de fixation.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Maimed
<b>Composition</b>	95% Polyester, 5% Polyamide
<b>sku</b>	1539431
<b>Stérile</b>	Non
<b>Auto-adhésif</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	10 cm x 20 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce