

1576467 - Ensemble d'accoudoirs réglables - fauteuils de prélèvement sanguin Saar - 2 pcs



Déscription

Ces accoudoirs en PU de Wesseling sont assortis aux fauteuils de prélèvement sanguin Saar. Ils sont réglables dans toutes les directions grâce à l'articulation à rotule située en dessous. De plus, les accoudoirs sont réglables en hauteur, ce qui permet au professionnel de positionner le bras du patient de manière optimale. Le repose-bras lui-même mesure 350 x 115 mm et est de forme ergonomique.

Spécifications

Marque	Wesseling
sku	1576467
Type d'emballage	Paire