

## 1576467 - Ensemble d'accoudoirs réglables - fauteuils de prélèvement sanguin Saar - 2 pcs



### Déscription

Ces accoudoirs en PU de Wesseling sont assortis aux fauteuils de prélèvement sanguin Saar. Ils sont réglables dans toutes les directions grâce à l'articulation à rotule située en dessous. De plus, les accoudoirs sont réglables en hauteur, ce qui permet au professionnel de positionner le bras du patient de manière optimale. Le repose-bras lui-même mesure 350 x 115 mm et est de forme ergonomique.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>sku</b>	1576467
	Non
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Type d'emballage</b>	Paire