

1559135 - Tabouret d'examination - réglable en hauteur avec 5 roues - 1 pc



Déscription

Tabouret d'examen réglable en hauteur, avec siège en cuir écologique et base en aluminium avec 5 roulettes. Réglable en hauteur par pression de gaz.



Spécifications

Marque	France Hopital
Roues	Oui
Dossier	Non
Nombre de roues	5
Diamètre du siège	35 cm
Couleur	Gris
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	58 - 84 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond