

## 1559135 - Tabouret d'examination - réglable en hauteur avec 5 roues - 1 pc



### Déscription

Tabouret d'examen réglable en hauteur, avec siège en cuir écologique et base en aluminium avec 5 roulettes. Réglable en hauteur par pression de gaz.

## Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Roues</b>	Oui
<b>Dossier</b>	Non
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>Diamètre du siège</b>	35 cm
<b>sku</b>	1559135
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Couleur châssis</b>	Couleur de l'aluminium
<b>Matériel châssis</b>	Aluminium poli
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	58 - 84 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Siège rond