

## 1610958 - Molift® Assist Belt Transfer Pro - L/XL



## **Déscription**

Le Molift® Assist Belt Transfer Pro soutient le travail du soignant lors de l'aide à l'utilisateur pour se mettre en position debout.

L'Assist Belt soutient le travail du soignant en aidant le client à se tenir debout. La ceinture peut être utilisée par un ou deux soignants. La ceinture est placée sur les hanches ou autour de la taille lors du transfert vers/depuis les toilettes. La ceinture de sécurité peut être lavée en machine jusqu'à 80° et peut également être mise au sèche-linge jusqu'à 60°.

## **Spécifications**

Marque	Molift
sku	1610958
Compatible avec	Molift Transfer Pro
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce