

1003334 - Idealbinde® - bande à extensibilité courte - 8 cm x 5 m - cello - 1 pc



Déscription

L&R Idealbinde® short stretch cello est antidérapant, composé à 100% de coton et est donc agréablement respirant et doux pour la peau. Le tissu anti-dérapant assure une bonne tenue des écharpes, assure également un maintien anti-dérapant. Le bandage est en textile élastique et adapté à une forte compression des extrémités en phlébologie et lymphologie. De plus, il est utilisé pour la prévention pré-, intra- et post-opératoire de la thrombose et le soutien et le soulagement des distorsions et des contusions et comme bandage sportif. Il est également utilisé pour traiter les infections de la gaine tendineuse et pour fixer les attelles. Le pansement peut être lavé à 95°.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	100% coton
Stérile	Non
Auto-adhésif	Non
sku	1003334
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	8 cm x 5 m
Type d'emballage	Pièce