


1543292 - Cold/Hot Pack Colar - 7,5 x 35 cm - small - 1 x 10 pcs



Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

Spécifications

| | |
|-----------------------------------|--|
| Marque | Dahlhausen |
| Stérile | Non |
| Composition | PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133 |
| Normes | ISO 13485:2016 |
| sku | 1543292 |
| Taille | 7,5 x 35 cm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Type packs | Cold/hotpack |
| Utilisation hot/cold packs | Réutilisable |