

1544064 - Renol rallonge de sangles - 80 cm - paire



Déscription

Utilisez-les avec le harnais sécurisé RFY21000 - 21500 ou la ceinture buste RFY21610 pour empêcher le patient de se relever et le maintenir plaqué au lit/brancard.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFE24500
Options nécessaires	2 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544064
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Paire
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Au lit/brancard