

## 1518939 - Pessaire Gyn&Cube 2 tailles en 1 - medium - 28-38 mm - 1 pc



### Déscription

Le pessaire en silicone **Gyneas** Gyn&Cube a l'avantage d'être deux tailles en une, n'absorbe pas les odeurs ni les sécrétions. Ce pessaire cubique se distingue par ses propriétés sans silicone ni latex lors de traitements gynécologiques.

#### Avantages

- Stérilisable dans un autoclave
- Hypoallergénique
- Deux tailles en une
- Longue durée de vie

### Spécifications

<b>Marque</b>	Gyneas
<b>sku</b>	1518939
	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce