

1543501 - IL 50 lampe infrarouge 300 W - 1 pc



Déscription

La lampe infrarouge est idéale pour les rhumes et les tensions musculaires et dégage une chaleur apaisante. Dispose d'une capuche réglable, d'une minuterie avec arrêt automatique et d'un temps de traitement réglable individuellement.

- Réglable 0-50°
- 100% bloqueur d'UV
- Plaque à gaz en céramique
- Protection contre la surchauffe

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 27 cm, H 28.5 cm, L 19.5 cm
SKU leverancier	61900
Code CNK	CNK 2851-277
Puissance	300 W
sku	1543501
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce