

1002335 - Cellona® rembourrage de bordure - 8 cm x 5 m - 1 x 24 pcs



Déscription

Le Cellona® L&R est une application flexible antidérapante pour les pansements partiellement rembourrés et plâtrés dans tous les endroits à risque de pression. Il sert à prévenir les escarres et offre ainsi un confort de port amélioré. La composition en polyester, polypropylène et viscose assure une bonne perméabilité à l'air, rendant le matériau de rembourrage antidérapant. Le tampon est auto-adhésif grâce à un adhésif doux pour la peau qui est appliqué en bandes sur le tampon.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	50 % polyester, 30% polypropylène, 20% viscose
sku	1002335
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	8 cm x 5 m
Type d'emballage	Pièce