

## 1540929 - Flovac sacs jetables pour conteneur 1 litre pour New Askir 30 - 1 x 50 pcs



### Déscription

FLOVAC® DISPOSABLE LINERS équipé d'une doublure jetable en polyéthylène, d'un filtre hydrophobe, d'un filtre antibactérien, d'un système de trop-plein et d'un récipient réutilisable avec une échelle claire en ml par intervalles de 50ml. Le kit de gélification est une poudre contenue dans les doublures avec une fonction germicide qui transforme le liquide aspiré en une masse semi-solide, prévenant ainsi les risques de contamination croisée du personnel chargé de l'hygiène et de l'élimination des déchets.

### Spécifications

Marque	Cami
Stérile	Non
sku	1540929
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte