

1552207 - TENSMED - S84



Déscription

Un appareil pour l'électrostimulation neurologie transcutanée. Tensmed de Enraf-nonius est la solution professionnelle idéale pour la stimulation musculaire et le traitement de la douleur. Existe en version à 2 canaux (Tensmed S82) et à 4 canaux (Tensmed S84).

Le TENSMED S84 est un électrostimulateur à 4 canaux avec un écran LCD rétro-éclairé d'une grande lisibilité.

Grâce à cet appareil puissant, vous pouvez stimuler jusqu'à quatre grands groupes musculaires ou différentes zones douloureuses en même temps, ou encore effectuer simultanément des traitements bilatéraux (par exemple, les quadriceps jambe gauche et jambe droite).

Avantages

- Programmes: 250 programmes spécifiques prédéfinis
- Menu "Programmes faciles": pour créer rapidement de nouveaux programmes TENS et NMES ou modifier des programmes existants à l'aide d'une large gamme de paramètres de stimulation.
- Syncro-stim: augmente l'intensité des 2 canaux simultanément à l'aide d'un seul bouton
- My Trainer affiche des images indiquant le positionnement des électrodes
- Programmable: 15 mémoires libres pour créer et mémoriser vos programmes TENS et NMES personnalisés
- Menu rapide: accès facile et navigation rapide au niveau des programmes de Stimulation musculaire: "Action Immédiate", "FES Immédiate" et "NMES Immédiate".
- Multi-utilisateurs jusqu'à 10 utilisateurs différents peuvent créer et mémoriser des programmes personnalisés dans les « Favoris » ou dans la mémoire « 10 derniers programmes »

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1552207
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce