

## 1532230 - Brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - enfants - 1 pc



### Déscription

Convient à tous les tensiomètres manuels de boso. Le bon brassard est important pour obtenir des résultats de mesure fiables. C'est pourquoi la gamme boso comprend également le brassard optimal pour les bébés et les enfants.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BOSO
<b>Compatible avec</b>	Boso Clinicus I
<b>Portée du brassard</b>	14 - 21 cm
<b>sku</b>	1532230
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Groupe cible</b>	Enfants
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille du brassard</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>type de brassard</b>	Crochet velcro