

1532230 - Brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - enfants - 1 pc



Déscription

Convient à tous les tensiomètres manuels de boso. Le bon brassard est important pour obtenir des résultats de mesure fiables. C'est pourquoi la gamme boso comprend également le brassard optimal pour les bébés et les enfants.

Spécifications

Marque	BOSO
Compatible avec	Boso Clinicus I
Portée du brassard	14 - 21 cm
sku	1532230
Groupe cible	Enfants
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	S
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro