

## 1013470 - Prolongateur Perfusor - pour pompe pousse seringues - 1,5 x 150 cm - 1 pc



### Déscription

Pour une utilisation avec des pompes à seringue, compatible avec le système luer lock et disponible en différentes variantes pour différentes applications cliniques.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Dimensions du produit</b>	L 0.1 cm, L 150 cm
<b>Composition</b>	PVC
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1013470
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce