

## 1575265 - TERGUMED 710 - Cervical Trainer



### Déscription

Appareils de diagnostic et d'entraînement de la colonne vertébrale pour le traitement efficace des douleurs de dos. Vous offrez ainsi à vos patients une thérapie individuelle intégrée avec un succès thérapeutique prouvé afin de corriger les déficits et déséquilibres musculaires.

#### Caractéristiques Tergumed® 710 Cervical

- Dimensions (LxLxH): 146/83/202 cm
- Poids total: 370 kg
- Ecran couleur tactile haute définition de 8" orientable
- Lecteur de carte RFID ou à puce pour programmes de tests et d'entraînement
- Entraînement Quick Start et Power Training pour utilisation rapide hors software
- Feedback visuel avec une sinusoïde déterminant l'amplitude et la vitesse de mouvement. D'autres courbes sont également réalisables
- Positionnement patient reproductible grâce aux repères intégrables dans le logiciel
- Réglage continu de la hauteur du siège par vérin hydraulique ou moteur électrique (Premium)
- Pointeur laser pour le positionnement correct de l'axe de rotation
- Ajustement de la position de départ par incréments de 7,5°
- Charges de départ de 1kg avec paliers de 0,1 kg
- Sonde ultrason pour détection correcte des charges de travail
- Capteur de mesure pour les mesures isométriques
- Capteur de mesure pour la mesure de la mobilité
- Panneau de protection des charges en verre dépoli

**Smart assist ISO RFID pas inclus.**

## Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1575265
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	180 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce