

1553478 - Entraîneur bras/torse passif et actif pour MOTomed Viva 2 (Light) - Retrofit



Déscription

Entraîneur de bras actif et passif - Kit d'adaptation

L'entraîneur de bras **MOTomed** peut être tourné dans et hors de la zone d'entraînement. Cela donne une liberté absolue aux jambes pendant l'entraînement des bras et ne cause aucune gêne pendant l'entraînement des jambes.

Avantages

- Avec poignée rotative pour l'entraînement des jambes.
- Pour l'entraînement actif et passif des muscles des bras, des épaules et du dos.
- Avec des programmes d'entraînement et de motivation à la symétrie
- Grande stabilité grâce au support extensible
- Hauteur réglable sans outils

Spécifications

Marque	MOTomed
sku	1553478
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce