

## 1623363 - Alèse lavable Deluxe – Transfert – 4 couches avec rabats – blanc/bleu – 190 x 85 cm – 1 pc



### Déscription

Alèse absorbante à 4 couches avec poignées de transfert, capable d'absorber jusqu'à 4,50 l/m<sup>2</sup> de liquide. Elle est fabriquée en polyester 100 % à séchage rapide. L'alèse Fico est lavable à 90 °C, mais pour une durée de vie beaucoup plus longue, un lavage à 60 °C est recommandé. Lavée à cette température, elle peut durer plus de 300 cycles de lavage. Certifiée OEKO-TEX.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 85 cm, L 190 cm
<b>sku</b>	1623363
<b>Lavable</b>	90 °C
<b>Lavable/Disponible</b>	Lavable
<b>Type d'emballage</b>	Pièce