

## 1532997 - Couverture de soins - en 2 pièces - manches courtes - résistante au feu - partie supérieure - 1 pc



### Déscription

Les couvertures de soins pour les patients très agités offrent à l'utilisateur un équilibre idéal entre liberté de mouvement et protection. Les couvertures d'allaitement empêchent de se découvrir, de tomber du lit et de tirer le matériel d'incontinence. Avec la couverture d'allaitement en deux parties, la partie noire est placée sous le matelas et ancrée au cadre du lit (cette partie reste toujours en place) et la partie supérieure bleu clair est fixée par une fermeture éclair à l'endroit où le patient est allongé. Cette partie supérieure peut être dézippée pour le nettoyage. La couverture de soins FR en deux parties est destinée aux patients très agités qui risquent de tirer le matelas. La couverture de soins 2 pièces Fire Resist possède des propriétés ignifuges permanentes et le tissu est solide et résistant aux déchirures. La couverture peut être lavée à 60°.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 90 cm, L 200 cm
<b>Composition</b>	Dessus (couverture d'allaitement) : 34,5 % coton, 31 % pes, 22,5 % modacrylique et 12 % viscose
<b>Normes</b>	BS EN 1021-1-2; 410 N
<b>sku</b>	1532997
<b>Type d'emballage</b>	Pièce