

1605162 - MG 180 - Pistolet de massage musculaire - 1 pc



Déscription

L'appareil de massage musculaire MG 180 de Beurer contribue à l'activation et à la régénération grâce à un massage musculaire ciblé. 6 embouts de massage et 4 niveaux d'intensité – jusqu'à 3 200 impulsions par minute permettent une utilisation personnalisée. Sa forme ergonomique et ses poignées ergonomiques facilitent son utilisation. La batterie lithium-ion a une autonomie d'environ 3 heures.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 7 cm, H 24 cm, L 17.5 cm
sku	1605162
Nombre de têtes de massage	6
Alimentation	Lithium-ion-accu
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce