

1519244 - Attelles de Zimmer doigts - 2,5 x 45 cm - 5 pcs



Déscription

Les attelles de Zimmer pour les doigt en alu-mousse sont légères et stables et ont une grande absorption. Ils peuvent être utilisées sur les plaies ouvertes comme application des désinfectants. L'attelle est hautement malléable, hypoallergénique et autoclavable à 134°C.

Spécifications

Composition	Alu-mousse
Produits similaires	Non
sku	1519244
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille	25 x 450 mm
Type d'emballage	Pièce