

1540994 - Pousse-infusion Terufusion standard LF600 - FULLPRESS



Déscription

Intégration réussie du professionnalisme, de la sécurité et de la facilité d'utilisation. Le système de perfusion avancé Terufusion de Terumo offre des pompes volumétriques plus précises et plus sûres sans imposer une charge supplémentaire au personnel soignant. Terumo combine des technologies avancées avec une facilité d'utilisation sans stress pour de meilleurs résultats pour les patients. Les pompes Terufusion standard simplifient le flux de travail sans compromettre la sécurité et le traitement.

Spécifications

Marque	Terumo
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce