

## 1540713 - MaiMed® - Plast Elastic - non-stérile - 6 cm x 5 m - 1 pc



### Déscription

MaiMed® - Plast Elastic est un pansement élastique transversal prêt à l'emploi, de couleur chair, perméable à l'air, non stérile avec une forte adhérence grâce au tissu de taffetas avec adhésif à l'oxyde de zinc. Le pansement est respirant et doux pour la peau, pour une utilisation quotidienne pour les blessures mineures et mineures.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Maimed
<b>Compresse</b>	Oui
<b>Perforé</b>	Non
<b>sku</b>	1540713
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Brun
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	6 cm x 5 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce