

## 1603937 - Proximate® RL Linear stapler - 3 pcs



### Déscription

- Forme en B
- Avancement automatique de la goupille de retenue
- Non rangée: 2, 21 agrafes
- Épaisseur du tissu: épaisse
- Longueur de la ligne d'agrafes: 60 mm

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ethicon
<b>sku</b>	1603937
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte