

1575264 - TERGUMED 710 - Latero Flexion



Déscription

Appareils de diagnostic et d'entraînement de la colonne vertébrale pour le traitement efficace des douleurs de dos. Vous offrez ainsi à vos patients une thérapie individuelle intégrée avec un succès thérapeutique prouvé afin de corriger les déficits et déséquilibres musculaires.

Caractéristiques Tergumed® 710 Latero Flexion

- Dimensions (LxLxH): 121/92/163 cm
- Poids Total 320 kg
- Entraînement Quick Start et Power Training pour utilisation rapide hors software
- Feedback visuel avec une sinusoïde déterminant l'amplitude et la vitesse de mouvement. D'autres courbes sont également réalisables
- Positionnement patient reproductible grâce aux repères intégrables dans le logiciel
- Réglage continu de la hauteur du siège par vérin hydraulique ou moteur électrique (Premium)
- Pointeur laser pour le positionnement correct de l'axe de rotation
- Réglage continu du stabilisateur de hanche pour une fixation pelvienne optimale en position assise.
- Réglage continu de la hauteur du stabilisateur latéral du haut du corps (position assise)
- Ajustement de la position de départ par incréments de 10°
- Charges de 0 à 84 kg avec gradation très fine du poids par paliers de 1 kg
- Sonde ultrason pour détection correcte des charges de travail
- Capteur de mesure pour les mesures isométriques
- Capteur de mesure pour la mesure de la mobilité
- Panneau de protection des charges en verre dépoli

Smart assist ISO RFID pas inclus.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Marque | Proxomed |
| sku | 1575264 |
| Poids maximal de l'adulte | 180 kg |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Im |
| Type d'emballage | Pièce |