

1533572 - Mallette médicale Bollmann Concertina grand modèle - simili noir - 43 x 21 x 32 cm - 1 pc



Déscription

La mallette médicale Concertina a deux poignées et un cadre robuste en aluminium avec serrure intégrée. Elle s'ouvre sur simple pression du doigt et se verrouille automatiquement. L'intérieur de la mallette en plastique dur, contient des compartiments réglables, dont un compartiment à documents, et deux tablettes en mousse recevant 46 ampoules.

Spécifications

Marque	Bollmann
Dimensions du produit	L 21 cm, H 32 cm, L 43 cm
Composition	Simili noir
sku	1533572
Catégorie	Mallette médicale
Couleur	Noir
Matériau	Cuir artificiel
Nombre de poches avant	0
Nombre de poches latérales	0
Nombre de poignées	1
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce