

## 1517773 - Mepitel® Film - 10 x25 cm - stérile - 1 x 10 pcs



### Déscription

Mepitel® Film de Mölnlycke protège les peaux fragiles et sensibles. C'est un pansement en film de silicone souple, stérile, transparent, respirant et adhésif. Il réduit la douleur et les lésions cutanées pour le patient lors du changement de pansement. Il peut être utilisé comme pansement primaire et secondaire. De plus, il est facile à appliquer grâce à son système d'application.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Composition</b>	Silicone
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1517773
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Taille</b>	10 x 25 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte