

1544910 - Chariot combiné pour linge sale et propre, avec pédale - 1 pc



Déscription

Iseo Trio CBPP est une combinaison de porte-sacs ISEO avec pédales et de supports en acier inoxydable. Très pratique et facile à désinfecter. Les sacs de collecte pour le linge sale sont séparés des supports pour le linge propre par une paroi en acier inoxydable, fabriquée avec une découpe au laser très élégante.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 58 cm, H 110 cm
Profondeur du produit	167 cm
sku	1544910
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce