

**1008648 - VICRYL RAPIDE™ fil de suture 2/0 - 24 mm - 75 cm -
VR2253 - 1 pc**



Déscription

La suture VICRYL RAPIDE™ tressée enduite est une suture chirurgicale synthétique stérile. Absorbable par hydrolyse, nodulaire et excellente maniabilité. Traitées pour une résorption rapide, les sutures n'ont pas besoin d'être retirées. Fabriqué à partir d'un copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide.

Avantages

- Filament multi
- Synthétique
- Temps de résorption: 42 jours

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHIVR2253
Composition	Copolymère de 90 % de glycolide et de 10 % de L-lactide
sku	1008648
Stérile	Oui
Résorbable	Oui
Longueur du fil	75 cm
Produits similaires	Oui
Longueur aiguille	24 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce
épaisseur du fil	2/0