

## 1517919 - Fauteuil de prélèvement Deneo.lab - hauteur fixe - pied rond - rotatif - 1 pc



### Déscription

Fauteuil de Prélèvement hauteur fixé et pied rond offre un haut niveau de confort à l'utilisateur et au soignant, il s'agit d'une dent de réception à 50 cm de hauteur du sol. Le fauteuil peut être utilisé dans 4 positions différentes, qui s'adaptent au contexte de soins et pivote à 360°. Le siège a un angle ajusté des genouillères pour un accès plus facile. Le revêtement est en époxy, sans coutures, ignifuge et facile à entretenir. Les poignées sont en polyuréthane et peuvent être démontées si vous le souhaitez.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 55.5 cm, L 145.5 cm
<b>Hauteur</b>	50 cm
<b>Roues incluses</b>	Non
<b>Hauteur réglable</b>	Non
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Non
<b>Composition</b>	Revêtement : revêtement époxy, poignées : polyuréthane
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1517919
<b>Nombre de parties</b>	1-partie
<b>Réglage de la hauteur</b>	n/a
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce