

## 1517919 - Fauteuil de prélèvement Deneo.lab - hauteur fixe - pied rond - rotatif - 1 pc



### Déscription

Fauteuil de Prélèvement hauteur fixé et pied rond offre un haut niveau de confort à l'utilisateur et au soignant, il s'agit d'une dent de réception à 50 cm de hauteur du sol. Le fauteuil peut être utilisé dans 4 positions différentes, qui s'adaptent au contexte de soins et pivote à 360°. Le siège a un angle ajusté des genouillères pour un accès plus facile. Le bardage est constitué d'un revêtement époxy, est sans joint et ignifuge, facile d'entretien. Les poignées sont en polyuréthane et peuvent être démontées si vous le souhaitez.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 55.5 cm, L 145.5 cm
<b>Roues incluses</b>	Non
<b>Hauteur réglable</b>	Non
<b>Hauteur</b>	50 cm
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Non
<b>Composition</b>	Revêtement : revêtement époxy, poignées : polyuréthane
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1517919
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Nombre de parties</b>	1-partie
<b>Réglage de la hauteur</b>	n/a
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce