

1575912 - WelchAllyn set d'otoscope macroview plus iexaminer ready avec poignée et étui - 3,5v - led - 1 pc



Déscription

L'otoscope Welch Allyn MacroView Plus avec iExaminer et l'application iExaminer Pro permet de capturer et de partager facilement des images numériques des oreilles et des yeux via des appareils iOS (Apple). Idéal pour une consultation rapide ou une orientation vers un spécialiste.

Grâce à un éclairage LED puissant, des embouts auriculaires transparents LumiView et une vision grand angle avec distance focale étendue, cet otoscope offre une visibilité jusqu'à 8 fois plus lumineuse et un champ de vision 3 fois plus large – sans mise au point nécessaire.

Parfait pour un usage professionnel dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les cliniques et les services d'urgence.

Le kit contient les éléments suivants:

- Tête d'otoscope MacroView Plus – 3,5 V – LED
- Poignée avec batterie Li-ion rechargeable – 3,5 V
- Câble USB-C
- 5 spéculums transparents jetables
- Support smartphone + 2 clips autocollants pour smartphone
- Étui robuste

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Inclus dans le produit?	Tête d'otoscope MacroView Plus - 3,5V - LED; poignée avec batterie rechargeable li-ion - 3,5V; câble USB-C; 5 spéculums jetables; support smartphone + 2 smart clips auto-adhésifs; étui rigide
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1575912
Agrandissement	5 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	LED
Poignée otoscope	Poignée rechargeable
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille standard
Type d'emballage	Set
Voltage	3,5 V