

1575912 - WelchAllyn set d'otoscope macroview plus iexaminer ready avec poignée et étui - 3,5v - led - 1 pc



Déscription

- Éclairage LED SureColor avec lumière blanche brillante
- Application iExaminer pour Android et Apple
- Le Smartphone se connecte facilement grâce aux SmartClips fournis

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Inclus dans le produit?	Tête d'otoscope MacroView Plus - 3,5V - LED; poignée avec batterie rechargeable li-ion - 3,5V; câble USB-C; 5 spéculums jetables; support smartphone + 2 smart clips auto-adhésifs; étui rigide
Taxe Bebat	0.05 EUR
sku	1575912
Agrandissement	5 x
Catégorie otoscopes	Set d'otoscope
Illumination	LED
Poignée otoscope	Poignée rechargeable
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille set d'otoscope	Taille standard
Type d'emballage	Set
Voltage	3,5 V