

1600272 - Sonicaid FD1 Doppler numérique foetal- audio & FHR - sonde fixe 2MHz



Déscription

Dopplers numériques affichant le rythme cardiaque foetal avec une sonde fixe étanche de 2MHz ou 3MHz.

Avantages

- Conception compacte et légère pour une portabilité facile
- Grand écran LCD à fort contraste de la FHR en chiffres BIG
- Commande combinée marche/arrêt/volume pour une facilité d'utilisation optimale.
- Sondes très sensibles pour une performance maximale dans une grande variété d'applications et de procédures cliniques.
- Prend en charge les sondes étanches de 2MHz et 3MHz, adaptées aux accouchements dans l'eau.
- Sondes faciles à nettoyer pour un meilleur contrôle des infections
- Piles AA : facilité d'utilisation accrue et rentabilité à long terme

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Marque | Huntleigh |
| sku | 1600272 |
| Fréquence de la sonde | 2MHz |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |