

1543300 - Toise murale - 105 jusqu'à 210 cm - 1 pc



Déscription

Cette toise médicale murale peu encombrante est très pratique grâce à son système de fixation murale simple et permet une lecture rapide de la mesure à l'aide d'une glissière rabattable et une précision de la hauteur au millimètre près. Cet instrument professionnel est robuste et nécessite peu d'entretien.

Spécifications

Marque	Soehnle
Télescopique	Oui
Démontable	Non
Connectable aux balances	Non
sku	1543300
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Toise modèle mural
Plage de mesure	105 - 210 cm
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce