

1574462 - Thermoshield® P Neutralisateur - 5 L - 1 pc



Déscription

Thermoshield® P est un concentré de neutralisation liquide à base d'acide phosphorique utilisé pour le retraitement automatique des instruments médicaux. Thermoshield est particulièrement adapté à l'eau dure et aide à prévenir les dépôts inorganiques et le calcaire.

Spécifications

Marque	Dr Schumacher
Ingrédients	Acide fosfor
sku	1574462
Contenu	5 l
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce