

1559456 - Chaise de piscine/treuil Linido avec repose-pieds - hauteur d'assise 49 mm - inox poli - 1 pc



Déscription

Le **fauteuil de piscine** est conçu pour un **usage sûr et confortable en milieu humide** comme les salles de bains et les piscines. Équipé de **quatre roulettes pivotantes en acier inoxydable** (φ125 mm) avec double frein pour une stabilité maximale lors des transferts. La **version autoportée** possède en outre deux grandes **roues motrices (φ24")** avec jante et frein.

Les **accoudoirs ergonomiques** offrent un soutien pour s'asseoir, se lever et les transferts. Ils sont **relevables individuellement**, résistants aux charges latérales et conçus pour éviter tout pincement de la peau, des doigts ou des cheveux.

Les **repose-pieds** sont **réglables symétriquement en hauteur** et équipés de plaques de pied relevables pour un confort d'utilisation accru.

Principaux avantages :

- Matériaux durables et finition adaptée aux espaces humides
- Sûr et stable grâce aux roulettes pivotantes avec double frein
- Accoudoirs confortables, relevables avec design anti-pincement
- Repose-pieds réglables et relevables pour un soutien optimal
- Design mobile permettant les transferts jusqu'à ou même dans l'eau
- Compatible avec les lève-personnes grâce aux œillets intégrés

? Idéal pour les piscines, les établissements de soins et la rééducation

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 65 cm, H 96 cm
SKU leverancier	LI2142.1087-00
Composition	Plastique et acier inoxydable
sku	1559456
Roues	Oui
Catégorie toilette ou douche	Chaise de toilette
Couleur	Gris
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce