

## 1523047 - Attelle pour doigt Mallet n°2 - S - (53 x 22 x 15 mm) - 1 pc



### Déscription

Peut être formée grâce à de l'eau chaude ou à une flamme pour une adaptation parfaite au doigt. Emballage individuel.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Résine acrylique
<b>sku</b>	1523047
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Taille</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Pièce