

## 1619850 - SRT5 - Gamme d'Auto-Réhabilitation - incl. Kiosque



### Déscription

Le **Guided Self-Rehabilitation Lab de Dessintey** est la solution de rééducation innovante pour des patients issus de diverses disciplines, notamment la **neurologie, l'orthopédie, la gériatrie et la pédiatrie**. Cette méthode polyvalente et scientifiquement validée combine **entraînement moteur** et **stimulation cognitive** dans un environnement sûr et motivant, ce qui accélère le processus de récupération et augmente l'adhésion à la thérapie.

La solution Dessintey utilise des **appareils SRT** offrant une large gamme d'exercices, à la fois communs et spécifiques à chaque appareil. Cela permet d'adapter chaque séance d'exercice aux objectifs individuels de récupération du patient. Grâce à une approche interactive et ludique, la thérapie reste stimulante et motivante – idéale pour un entraînement autonome ou des séances accompagnées.

#### Caractéristiques du Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab

1. **Prévient les effets néfastes de l'inactivité prolongée**
2. **Environnement d'entraînement stimulant** avec des activités ludiques et cognitives pour favoriser le mouvement
3. **Niveau élevé de preuves cliniques** quant à l'efficacité de l'auto-rééducation
4. **Simple et intuitif à utiliser** pour tous les groupes de patients
5. **Rééducation intensive** avec une haute répétition des mouvements pour une récupération plus rapide
6. **Entraînement bimanuel ou unimanuel** pour impliquer activement le membre affecté
7. **Exécution sécurisée** en position assise ou debout
8. **Adaptation en temps réel de la difficulté** basée sur les progrès du patient
9. **Suivi détaillé des performances** (temps d'activité, nombre de mouvements, etc.)
10. **Utilisation flexible** : individuelle, en famille ou en séances de groupe

#### Large offre d'exercices moteurs et cognitifs

Le Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab propose une grande variété de formes d'entraînement stimulant à la fois les fonctions physiques et les capacités mentales :

- **Motricité fine, attention & coordination**
- **Flexibilité cognitive & mémoire**
- **Résolution de problèmes & exploration visuelle**
- **Motricité globale & fonctions exécutives**
- **Représentation visuelle & rotation mentale**
- **Coordination, attention & vitesse de réaction**
- **Déduction & mémoire**

### **Pourquoi choisir Dessintey ?**

La **technologie SRT** de Dessintey stimule les patients de manière **ludique et intuitive** grâce à une ou plusieurs sphères interactives manipulées d'une ou deux mains. Cette approche innovante combine **exercices moteurs et cognitifs**, activant ainsi à la fois le corps et l'esprit.

Les appareils SRT peuvent être utilisés non seulement pendant les séances de rééducation classiques, mais aussi :

- **Dans un espace d'auto-rééducation**
- **Lors de séances de groupe accompagnées**

Le patient se concentre sur **l'exécution et la répétition des mouvements** à travers des activités cognitivo-motrices stimulantes. Grâce à **l'affichage en temps réel à l'écran**, il voit immédiatement l'impact de ses actions, ce qui augmente la motivation et l'adhésion à la thérapie.

Avec le Guided Self-Rehabilitation Lab de Dessintey, vous investissez dans un environnement de rééducation personnalisé, motivant et fondé sur des preuves scientifiques. Vous encouragez la participation active, accélérer la récupération des fonctions motrices et cognitives, et donnez aux patients la motivation ainsi que les moyens de prendre en main leur processus de rééducation.

Le Guided Self-Rehabilitation Lab de Dessintey est **disponible avec ou sans kiosque, et peut également être livré avec deux ou trois kiosques**.

## **Spécifications**

<b>Marque</b>	Dessintey
<b>sku</b>	1619850
<b>Type d'emballage</b>	Pièce