

## 1552188 - SONOPULS 492 - 2 têtes de traitement à ultrason



### Déscription

Le haut de gamme de la Série 4 Enraf-Nonius permettant de pratiquer l'ultrasonothérapie, l'électrothérapie et la thérapie combinée. Un appareil complet, pratique, rapide et rationnel.

Avec des fréquences de 1MHz ou de 3 MHz, une tête de traitement de 0,8 cm<sup>2</sup> ou/et de 5cm<sup>2</sup> et plus de 25 formes de courants par canal, le Sonopuls 492 est l'appareil qu'il vous faut dans vos traitements de physiothérapie.

### Avantages

- Possibilité de 3 thérapies simultanées (US+antalgique+renforcement)
- Toutes les informations dont vous avez besoin sont affichées clairement sur l'écran tactile TFT couleur.
- Un choix des paramètres simplifié grâce aux protocoles cliniques randomisés préprogrammés
- Les écrans d'aide graphiques affichant les localisations, les représentations anatomiques, qui vous assurent une exécution optimale de la thérapie.
- Grâce à sa batterie (en option), cet appareil peut être utilisé non seulement dans le cabinet, mais également au domicile du patient.
- Anneau lumineux à 360° pour la visualisation du contact avec la peau.
- Outre les protocoles de traitement standard mémorisés, vous pouvez enregistrer vos protocoles personnalisés (y compris des programmes séquentiels) selon votre propre souhait.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552188
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce