

1601237 - Schiller Fred Easyport Plus Auto - entièrement automatique - Néerlandais



Déscription

Avec le Fred® Easyport® Plus vous avez un DAE partout, à tout moment. Le défibrillateur de poche est extrêmement facile à utiliser grâce au flux de travail 1-2-3 et aux indications claires sur l'écran de couleur. Grâce à son poids léger de 780 grammes, ses dimensions limitées et ses nombreuses fonctionnalités, ce DEA est un excellent premier choix pour les prestataires de soins de santé et tous ceux qui considèrent l'utilisation mobile comme souhaitable.

Fred® Easyport® Plus est proposé en trois versions pour convenir à tous les différents niveaux d'utilisation. Le **DEA Auto** est la version entièrement automatique (couleur bleu). Elle ne demande aucune action de la part du secouriste. L'appareil détermine si un choc est nécessaire et sera ainsi automatiquement délivré.

- Le plus petit DEA au monde
- Ultra compact
- Très léger
- Opération facile
- 3 étapes simples: démarrage, analyse, choc
- 200 J
- Guidage auditif et visuel
- Affichage ECG (standard)
- Mêmes électrodes pour adultes et enfants



Spécifications

Marque	Schiller
sku	1601237
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce